

Extrait du Guide AFNOR SPEC S76-001:2020 pour les utilisateurs du masque barrière

Ce masque barrière a été réalisé en suivant les recommandations de l'AFNOR: AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020

« Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). »

Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale (Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du Gouvernement français : <https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>). Un masque barrière est destiné à l'usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d'infection virale et n'étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes. Seule la protection limitée contre le risque visé est revendiquée.

Son usage ne doit pas dépasser 4h.

Instructions d'entretien

Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage.



>Éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres.



>Avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge (rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage.)

>Ne pas utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle. L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée.

>Le lavage des masques barrières peut se faire avec des vieux draps en machine, afin de garantir l'aspect mécanique du lavage.

>Le cycle complet (mouillage, lavage, rinçage) = 30 minutes minimum à 60°C.

>Séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l'air libre.

Bien utiliser le masque barrière:



1. Se laver les mains à l'eau ou au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique



2. Placer le masque lavé sur le visage: sur une peau nue (sans présence des cheveux et peau rasée)



3. Placer les élastiques derrière les oreilles. Ajuster le pinces-nez.



4. Vérifier que le masque barrière couvre le nez, la bouche, le menton.

Utilisation:



5. Ne plus toucher! Se laver les mains (schéma 1) avant son retrait.



6. Ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton.